

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



PM 600

De zwembadmanager: Alle zwembadparameters in één instrument



- Intuïtieve bediening
- Verlichte display
- Gebruikersinterface in het Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Pools & Indonesisch
- Geheugen voor maximum 1.000 records

Bestelnr.: 214060

Groot geheugen

De instrumenten van de PM 6xx-serie slaan tot 1000 records op.

Moderne technologie

Voor de gegevensoverdracht staan infrarood (PM 600 / PM 620) of **Bluetooth®** (PM 630) ter beschikking. De PM 600 en PM 620 instrumenten kunnen via een module op de pc worden aangesloten en de PM 630 kan via **Bluetooth®** met de app AquaLX® worden verbonden.

Alle belangrijke parameters

Van A(lcaliteit-m) tot W(aterstofperoxide) worden de belangrijkste zwembadparameters gemeten. Optioneel zijn 10 (PM 600) of 34 parameters (PM 620 / PM 630) beschikbaar.

Verlichte display

U kunt ook altijd in het donker meten: Alle instrumenten hebben een verlichte display en geven u zo meer flexibiliteit.

Flexibiliteit

Kies uit verschillende doseringsvormen - tabletreagens, vloeistofindicator of poederreagens: met de PM 6xx-serie kunt u alle soorten reagentia gebruiken.

Industrie

Openbaar zwembad | Zwembadservice

Applikation

Afvalwaterzuivering | Behandeling drinkwater | Controle desinfectiemiddel | Controle zwembadwater | Galvanisering | Ketelwater | Koelwater | Zuivering vervuild water

PM 600

De fotometers PM 600 en PM 620 voldoen te allen tijde aan de eisen van veeleisende zwembadbeheerders. De instrumenten zijn uitgerust met maximum 34 detectiemethodes en een geheugen voor maximum 1000 records. De PM 630 biedt een Bluetooth®-interface in plaats van infraroodgegevensoverdracht. De intuïtieve bediening en de verlichte display maken deze serie instrumenten bijzonder gebruiksvriendelijk.

Meetbereik

Test Name	Meetbereik	Chemische methode
Alkaliteit-m HR T	5 - 500 mg/L CaCO ₃	Zuur / Indicator
Alkaliteit-m T	5 - 200 mg/L CaCO ₃	Zuur / Indicator
Broom T	0.05 - 13 mg/L Br ₂	DPD
Chloor HR T	0.1 - 10 mg/L Cl ₂ ^{a)}	DPD
Chloor T	0.01 - 6.0 mg/L Cl ₂ ^{a)}	DPD
CyA T	10 - 160 mg/L CyA	Melamine
Fosfaat LR T	0.05 - 4 mg/L PO ₄	Fosformolybdeenblauw
Hardheid Calcium 2T	20 - 500 mg/L CaCO ₃	Oppervlakteactieve stof
Hypochloriet T	0.2 - 16 % NaOCl	Kaliumjodide
IJzer T	0.02 - 1 mg/L Fe	Ferrozine / Thioglycolaat
Koper T	0.05 - 5 mg/L Cu ^{u)}	Biquinoline
Ozon T	0.02 - 2 mg/L O ₃	DPD/Glycine
pH-waarde T	6.5 - 8.4 pH	Fenolrood

Technische gegevens

Optiek	Lichtdiodes - fotosensor - opstelling per paar in transparante meetschacht. Golflengtebereiken: 530 nm IF Δλ = 5 nm 560 nm IF Δλ = 5 nm 610 nm IF Δλ = 6 nm IF = interferentiefilter
Nauwkeurigheid golflengte	± 1 nm
Fotometrische nauwkeurigheid	2 % FS (T = 20 °C – 25 °C)
Geschikte cuvetten	Ronde cuvetten 24 mm
Display	Grafische display
Interfaces	Infrarood
Bediening	Zuur- en oplosmiddelbestendig tactiel folietoetsenbord met akoestische terugkoppeling via ingebouwde pieper
Auto – OFF	Ja
Updates	Software-updates via internet
intern geheugen	ca. 1.000 records
Stroomvoorziening	4 batterijen (Mignon AA/LR6)
Levensduur batterij	ca. 26 uur
Pieper	beschikbaar
Draagbaarheid	Benchtop
Bedrijfsomstandigheden	5-40 °C bij rel. vochtigheid 30-90 % (niet-condenserend)
Beschermingsklasse	IP 68
Compliance	CE
Talen gebruikersmenu	Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Pools, Indonesisch
Afmetingen	95 x 45 x 210 mm
Gewicht	450 g

Leveromvang

- in de koffer
- 4 batterijen (AA)
- 3 cuvetten ø 24 mm
- Maatbeker 100 ml
- Plastic roerstaaf
- Borstel
- Spuit
- Reagentia voor chloor (vrij, gebonden, totaal)
- pH-waarde
- Calciumhardheid
- Zuurcapaciteit KS4.3 (alkaliteit-M)
- Gebruiksaanwijzing
- Certificaat (COC) en garantieverklaring

Omschrijving	Bestelnr.
Monsterverzamelaar met 250 mL fles en deksel, AF 631	170500
Batterijen (AA), set van 4	1950025
Multicuvetten-3, set van 12	197605
Ronde cuvetten met deksel ø 24 mm, hoogte 48 mm, 10 ml, set van 12	197620
Cuvetafdichting voor ronde cuvetten 24 mm, 12 set	197626
Ronde cuvetten met deksel ø 24 mm, hoogte 48 mm, 10 ml, set van 5	197629
Reinigingsdoek	197635
Ronde cuvetten met deksel ø 16 mm, hoogte 90 mm, 10 ml, set van 10	197665
Adapter voor ronde cuvetten 16 mm	19802190
Fixed price service package for PM600/PM620/PM630	19802704
Service plan - 3 years for PM600/PM620/PM630	19802804
Updatekabel voor aansluiting op een PC	214030
Update kabelset met USB/R232 adapter	214031
Referentiestandaardkit Chloor 0,2 en 1,0 mg/l (MD/PM 600 series)	215630
Referentiestandaardkit Chloor 0,5 en 2,0 mg/l (MD/PM 600 series)	215635
Referentiestandaardkit Chloor 1,0 en 4,0 mg/l (MD/PM 600 series)	215636
Referentiestandaardkit pH 7,45 pH (MD/PM 600 series)	215665
Verificatiestandaardkit PM fotometer	215680
Kunststof roerstaafje, 13 cm lang	364100
Kunststof roerstaafje, 10 cm lang	364109
Kunststof roerstaaf, 13 cm lang, set van 10	364120
Kunststof roerstaaf, 10 cm lang, set van 10	364130
Plastic spuit, 5 ml	366120
250 mL flesje, AF 631	375072
Maatbeker, 100 ml	384801
Cuvethouder voor 6 ronde cuvetten ø 24 mm	418951
Kunststof trechter met handvat	471007
ValidCheck Chloor 1,5 mg/l	48105510
Factory calibration certificate ISO 9001 for PM600/PM620/PM630	999751

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Duitsland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Verenigd Koninkrijk

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Maleisië

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazilië

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanje