

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



## Hardheid, resterende hardheid testkit RH-1

Detectie in ketel-, koel- en bedrijfswater



- Snelle kwantitatieve bepaling
- Voor het onderzoek van ketelwater, koelwater en bedrijfswater
- Veld- en laboratoriumtests mogelijk
- Voordelig door goedkope navulinstallaties

Bestelnr.: 2418714

### Hardheid, resterende hardheid testkit RH-1

Deze testkits zijn speciaal ontwikkeld voor de analyse van ketel-, koel- en bedrijfswater. Zowel colorimetrische als titrimetrische methodes worden gebruikt. Elke testkit bevat alle benodigde chemische stoffen en hulpmiddelen in vloeibare of poedervormige vorm. De gedetailleerde instructies beschrijven de analyse stap voor stap. De levering vindt plaats in een robuuste en compacte kunststof koffer. Uiteraard zijn er voor alle testkits goedkope navulreagentia beschikbaar.

### Meetbereik

Test Name	Meetbereik
Hardness residual	1 drop = 0.1 or 0.05 °dH

### Technische gegevens

Afmetingen	90 x 72 x 36 mm
Gewicht met verpakking	90 g