


# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Tiras de HR de Cloro

For fast determination with chemical reaction



- Isemto de perigos
- Rápido
- Sempre à mão
- Semiquantitativo

Artigo No: 56S000190

### Indústria

Outras Indústrias

### Aplicação

Controle de Desinfecção

### Tiras de HR de Cloro

Os resultados das tiras de teste fornecem resultados rápidos e limpos sem o incômodo de utilizar reagentes ou comprimidos. Com sua facilidade de uso, imersão e comparação, eles são uma opção popular para aplicações onde a velocidade e a simplicidade são fundamentais.

### Faixa de Medição

Test Name

Cloro

Faixa de Medição

10 - 200 mg/L Cl<sub>2</sub>