

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Tiras de cobre 0,05-2 mg/l (25 pc.)

For fast determination with chemical reaction



- Iseto de perigos
- Rápido
- Sempre à mão
- Semiquantitativo

Artigo No: 56S000625

Indústria

Outras Indústrias

Aplicação

Água de Refrigeração

Tiras de cobre 0,05-2 mg/l (25 pc.)

Os resultados das tiras de teste fornecem resultados rápidos e limpos sem o incômodo de utilizar reagentes ou comprimidos. Com sua facilidade de uso, imersão e comparação, eles são uma opção popular para aplicações onde a velocidade e a simplicidade são fundamentais.

Faixa de Medição

Test Name

Copper-Test Strips

Faixa de Medição

0.05 - 2 mg/L Cu