

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Tiras de ferro (II)

For fast determination with chemical reaction



- Isto é livre de perigos
- Rápido
- Sempre à mão
- Semiquantitativo

Artigo No: 56S000725

### Indústria

Outras Indústrias

### Aplicação

Alimentos e Bebidas | Têxteis

### Tiras de ferro (II)

Os resultados das tiras de teste fornecem resultados rápidos e limpos sem o incômodo de utilizar reagentes ou comprimidos. Com sua facilidade de uso, imersão e comparação, eles são uma opção popular para aplicações onde a velocidade e a simplicidade são fundamentais.

### Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição
Iron	0.1 - 5.0 mg/L Fe