


Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Dureza, Tiras totais

For fast determination with chemical reaction



- Isento de perigos
- Rápido
- Sempre à mão
- Semiquantitativo

Artigo No: 56S000950

Indústria

Outras Indústrias

Aplicação

Água de Caldeira | Água de Refrigeração

Dureza, Tiras totais

Os resultados das tiras de teste fornecem resultados rápidos e limpos sem o incômodo de utilizar reagentes ou comprimidos. Com sua facilidade de uso, imersão e comparação, eles são uma opção popular para aplicações onde a velocidade e a simplicidade são fundamentais.

Faixa de Medição

Test Name

Hardness Total-Test Strips

Faixa de Medição

40 - 1000 mg/L CaCO₃