

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



fitas de pH pH 4,5-10 Plástico

For fast determination with chemical reaction



- Isemto de perigos
- Rápido
- Sempre à mão
- Semiquantitativo

Artigo No: 56S001090

Indústria

Outras Indústrias

Aplicação

Água de Refrigeração

fitas de pH pH 4,5-10 Plástico

Os resultados das tiras de teste fornecem resultados rápidos e limpos sem o incômodo de utilizar reagentes ou comprimidos. Com sua facilidade de uso, imersão e comparação, eles são uma opção popular para aplicações onde a velocidade e a simplicidade são fundamentais.

Faixa de Medição

Test Name

Faixa de Medição

pH

4.5 - 10 pH