

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## tiras de pH pH pH 7-14 Plástico

For fast determination with chemical reaction



- Isemto de perigos
- Rápido
- Sempre à mão
- Semiquantitativo

Artigo No: 56S001190

### Indústria

Outras Indústrias

### Aplicação

Água de Refrigeração | Controle de Desinfecção

### tiras de pH pH pH 7-14 Plástico

Os resultados das tiras de teste fornecem resultados rápidos e limpos sem o incômodo de utilizar reagentes ou comprimidos. Com sua facilidade de uso, imersão e comparação, eles são uma opção popular para aplicações onde a velocidade e a simplicidade são fundamentais.

### Faixa de Medição

Test Name

Faixa de Medição

pH

7 - 14 pH