

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



tiras de pH pH pH 0-14 Plástico

For fast determination with chemical reaction



- Isemto de perigos
- Rápido
- Sempre à mão
- Semiquantitativo

Artigo No: 56S001290

Indústria

Outras Indústrias

Aplicação

Água de Refrigeração | Controle de Desinfecção

tiras de pH pH pH 0-14 Plástico

Os resultados das tiras de teste fornecem resultados rápidos e limpos sem o incômodo de utilizar reagentes ou comprimidos. Com sua facilidade de uso, imersão e comparação, eles são uma opção popular para aplicações onde a velocidade e a simplicidade são fundamentais.

Faixa de Medição

Test Name

Faixa de Medição

pH

0 - 14 pH