

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Kit de Teste de Dureza, Dureza Residual RH-1

Deteção em caldeira, refrigeração e água de serviço



- Determinação quantitativa rápida
- Para testar água da caldeira, água de refrigeração e água de serviço
- Possibilidade de realização de ensaios de campo e de laboratório
- Económico devido às unidades de recarga baratas

Artigo No: 2418714

### Kit de Teste de Dureza, Dureza Residual RH-1

Estes kits de teste foram especialmente desenvolvidos para a análise de água da caldeira, refrigeração e serviço. São utilizados métodos colorimétricos e titrimétricos. Cada kit de teste contém todos os produtos químicos e auxiliares necessários na forma líquida ou em pó. As instruções detalhadas descrevem a análise passo a passo. A entrega é feita numa caixa de plástico robusta e compacta. Naturalmente, reagentes de recarga baratos estão disponíveis para todos os kits de teste.

### Faixa de Medição

| Test Name         | Faixa de Medição         |
|-------------------|--------------------------|
| Hardness residual | 1 drop = 0.1 or 0.05 °dH |

### Dados Técnicos

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Dimensões          | 90 x 72 x 36 mm |
| Peso com embalagem | 90 g            |