

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## AF 357 Набор для питьевой воды

Наличие более 400 различных цветных пластин



- Наличие более 400 различных цветных пластин
- Компенсация цветных и мутных проб
- Гарантированная стабильность цветных стеклянных фильтров
- Встроенная призма

Номер заказа: 413570

### Возможность использования в различных областях

Компаратор 2000+ имеет многогранное применение: Он так же хорошо подходит для использования в бассейне, как и в научно-исследовательском центре, университете или на станции подготовки питьевой воды.

### Лампа дневного света

Чтобы даже в условиях плохой видимости вы могли в любое время выполнять надежные и стабильные измерения, мы рекомендуем использовать лампу дневного света (опция), работающую от сети или от батареи. В таком случае условия освещения всегда будут одинаковыми. Вне зависимости от места выполнения замеров.

### Многообразие возможных анализов

Для компаратора 2000+ доступно более 400 цветных пластин и множество реагентов. Среди них обязательно найдется и нужная вам комбинация. И если вам однажды придется ее изменить, это можно сделать без открытия компаратора.

### Встроенная призма

Встроенная призма оптически переносит цветные эталоны пластины и окрашенную пробу в одно поле зрения.

### Промышленность

Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Фармацевтическая промышленность

### Применение

Контроль воды в бассейне | Контроль дезинфицирующих средств | Котельная вода | Обработка сточных вод | Охлаждающая вода

### AF 357 Набор для питьевой воды

Компаратор 2000+ представляет собой многогранную колориметрическую систему для анализа воды. Удобство в обращении, отсутствие компромиссов между точностью и воспроизводимостью: Компаратор 2000+ может использоваться во многих областях. Плавательные бассейны, научные исследования или подготовка питьевой воды - вот лишь некоторые примеры.

## Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений	Химический метод
Chloride	10 - 5000 mg/L Cl <sup>-</sup>	
Chlorine T	0.02 - 0.3 mg/L Cl <sub>2</sub>	DPD
Chlorine T	0.2 - 4.0 mg/L Cl <sub>2</sub>	DPD
Fluoride T	0 - 1.6 mg/L F <sup>-</sup>	SPADNS
Hardness, total	10 - 500 mg/L CaCO <sub>3</sub>	
Hazen	10 - 90 mg/L Pt	Стандартный метод «Платина-кобальт» (APHA)
pH value T	6.0 - 7.6 pH	Бромтимоловый синий
pH value T	6.8 - 8.4 pH	Фенол красный

## Объем поставки

- Компаратор 2000+
- Полевой набор Nessleriser
- Цветные пластины компаратора для хлора, фторида, шкалы Хазена и значения pH
- 4 кюветы для компаратора, 10 мл, глубина слоя 13 мм
- 2 стеклянные кюветы компаратора, глубина слоя 40 мм
- 2 трубки Nessleriser AF306, 50 мл с пробкой
- Смесительный цилиндр для определения содержания хлорида и общей жесткости
- 1 стеклянная палочка для перемешивания
- 1 коробка фильтровальной бумаги, 9 см ø
- 1 фильтровальная воронка
- 1 бутылка для проб 250 мл
- 1 пипетка 0,1 - 0,5 мл
- Таблетированные реагенты для каждого параметра
- Пластиковая палочка для перемешивания
- Щетка для чистки
- Руководство по эксплуатации

### Заголовок

### Номер заказа

Лампа дневного света, работа от батареи	142050
Пластиковая кювета, глубина слоя 13,5 мм, с серой крышкой, комплект из 10 штук	145500
Пара трубок Несслера, глубина слоя 113 мм, 50 мл, AF 306	353060
Стеклянная палочка для перемешивания длиной 20 см	364080
Пластиковая палочка для перемешивания длиной 10 см, комплект из 13 штук	364120
Пластиковая воронка с ручкой	471007
Стеклянная кювета W 680/OG/40, глубина слоя 40 мм	606890

---

**Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Германия

**The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

**Tintometer China**

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Китай

**Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Малайзия

**Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Бразилия

**Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
США

**Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Индия

**Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Испания