

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



MD 50 Медь, таблетированный реагент

Precise water control with proven and compact measuring system



- High-precision optics to ensure accuracy and reproducibility
- Wired and wireless data transfer option
- Multiple single parameter variants for diverse applications

Номер заказа: 280200

The MD50 has several key features that make it a favorite among users.

Robust Design

The MD50 is built to last. Its rugged industrial design, complete with rubber-protected sides and an IP67 rating, ensures unmatched durability and reliability even in demanding environments.

Accurate, Reproducible Results

The innovative optical system of the MD50 delivers exceptional accuracy and speed, ensuring precise readings in record time.

Factory Programmed Methods

All MD50 instruments come with pre-programmed methods for different types of reagents. Simply select the test you need, prepare your sample, and test! To simplify test selection, you can choose the reagent type from the settings and display only your desired methods in the methods list.

User Calibration and User defined Method

A one-point calibration is possible with the MD50. The instrument automatically saves the calibration protocol in the logs along with the calibration factor. All user-calibrated methods are displayed with a calibration icon on the screen. Can't find the method you need? The MD50 also allows you to program a user-defined method using PC software.

One-Time-Zero Function

Save time by zeroing the instrument once for each sample. When testing a new sample, zero the instrument once and all subsequent tests of that sample do not require re-zeroing. You can also activate or deactivate the OTZ function for all methods in the settings.

Automatic Data Storage

The MD50 automatically stores the last 100 readings and protocols with a time and date stamp. Results remain in storage even during a battery exchange.

Data Transfer

The MD50 offers smooth and effortless data transfer. You can transfer data to the AquaLX® app via NFC or use a USB cable to transfer

data to PC software. Data can also be exported in CSV format for programs like Excel.

Ergonomic Design

Whether you're using the MD50 in the field or in the lab, its design makes it easy to handle and view the display. In the field, the compact size and side protections ensure a firm grip during use. In the lab, rubber feet on the bottom of the housing eliminate the need for two-handed operation or chasing your instrument around the workbench.

GLP Compliance

To ensure data quality and integrity, the MD50 creates and saves a protocol for each change made during operation.

2-year Warranty

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судоходство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

Применение

Гальванизация | Контроль воды в бассейне | Котельная вода | Обработка сточных вод | Охлаждающая вода | Подготовка питьевой воды

MD 50 Медь, таблетированный реагент

The MD50 series offers a comprehensive range of single parameter photometers that meet the most diverse needs of water treatment. With its language-free user interface based on icons and animations, it offers unparalleled ease of use. The robust design of the MD50 ensures that the instrument can withstand the toughest conditions in the field.

Диапазон измерений

| Test Name | Диапазон измерений | Химический метод |
|-------------|--------------------------------|----------------------|
| Copper T | 0.05 - 5 mg/L Cu ²⁺ | Биквинолин |
| Медь PP | 0.05 - 5 mg/L Cu | Бицинхонинат |
| Медь VLR PP | 2 - 210 µg/L Cu | Porphyrine Indicator |

Технические данные

| | |
|--------------------------------------|---|
| Оптика | Светодиод, датчик спектрометра, фильтр помех (только в некоторых вариантах) |
| Источник света | LED |
| Длина волны | Variant specific (415, 445, 480, 515, 530, 555, 590, 630, 680) |
| Фотометрический диапазон | 0 - 3 Abs |
| Подходящие кюветы | Круглые кюветы 13 мм Круглые кюветы 16 мм Круглые кюветы 24 мм |
| Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой |
| Интерфейсы | USB-C NFC (Near Field Communication) |
| Формат передачи данных | .csv |
| Обслуживание | Мембранная клавиатура |
| Auto – OFF | Да |
| Программируемость | да, с помощью программного обеспечения для ПК |
| Юстировка | Заводская и пользовательская настройка - возврат к заводской настройке возможен в любое время |
| Обновления | Обновление микропрограммного обеспечения и методов |
| Встроенная память | Внутренняя кольцевая память на 100 записей данных |
| Срок службы батареи | Приблизительно 5000 измерений (без подсветки) |
| Переносимость | Портативный |
| Степень загрязнения | 2 |
| Максимальная высота над уровнем моря | 3500 m |
| Окружающие условия | 5 - 50 °C при относительной влажности 30 - 95 % (без конденсации) |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Класс защиты | IP 67 |
| Соответствие | CE |
| Языки руководства по эксплуатации | Английский, Немецкий, Испанский, Французский, Португальский, Итальянский, Голландский, Турецкий, Русский, Китайский |
| Размеры | 155 x 76 x 45 mm |

Объем поставки

- 1 Инструмент в футляре для переноски
- 100 таблеток реагента Copper No.1
- 100 таблеток реагента Copper No.2
- 2 микробатареи (AA)
- 3 круглые (стеклянные) кюветы с крышками, Уплотнительные кольца
- 1 Отвертка
- 3 Палочка для перемешивания
- 1 Дозировочный шприц 10 mL
- 1 Щетка
- 1 Кабель USB-C - USB-A
- 1 Краткое руководство
- 1 Сертификат (соответствия)
- 1 Гарантийная декларация

| Заголовок | Номер заказа |
|---|--------------|
| Устройство для отбора проб с бутылкой 250 мл и крышкой, AF 631 | 170500 |
| Круглая ячейка с крышкой Ø 24 мм, высота 48 мм, 10 мл, комплект из 12 штук | 197620 |
| Уплотнительное кольцо для круглых кювет 24 мм, набор из 12 шт | 197626 |
| Круглая ячейка с крышкой Ø 24 мм, высота 48 мм, 10 мл, комплект из 5 штук | 197629 |
| Чистящая салфетка | 197635 |
| Смесительный цилиндр с пробкой является необходимым принадлежностью при определении содержания молибдена LR с помощью MD 100 (276140) | 19802650 |
| Пакет услуг по фиксированной цене для MD50 | 19802710 |
| План обслуживания - 3 года для MD50 | 19802810 |
| Кабель USB-C 1 м, USB-C - A | 19820-081 |
| Набор поверочных эталонов для MD50 | 215700 |
| Набор контрольных эталонов для измерения содержания хлора 0,2 и 1,0 мг/л (MD50) | 275620 |
| Набор контрольных эталонов для измерения содержания хлора 0,5 и 2,0 мг/л (MD50) | 275621 |
| Набор контрольных эталонов для измерения содержания хлора 1,0 и 4,0 мг/л (MD50) | 275622 |
| Пластиковая палочка для перемешивания длиной 13 см | 364100 |
| Пластиковая палочка для перемешивания длиной 10 см | 364109 |
| Пластиковая палочка для перемешивания длиной 10 см, комплект из 13 штук | 364120 |
| Пластиковая палочка для перемешивания длиной 10 см, комплект из 10 штук | 364130 |
| Бутылка 250 мл, AF 631 | 375072 |
| Щетка, длина 11 см | 380230 |
| Мерный стакан, 100 мл | 384801 |
| Стойка для 6 круглых кювет Ø 24 мм | 418951 |

| Заголовок | Номер за-каза |
|--|----------------------|
| Пластиковая воронка с ручкой | 471007 |
| Заводской сертификат калибровки ISO 9001 для метода Cl M100 (MD50) | 999720 |
| Заводской сертификат калибровки ISO 9001 для метода Cl M110 (MD50) | 999721 |
| Заводской сертификат калибровки ISO 9001 для MD50 | 999756 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies