

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Тестовые полоски на медь 0,05-2 мг/л (25 рс.)

Для быстрого определения путем химической реакции



- Безопасность
- Скорость
- Постоянная доступность
- Полуколичественный анализ

Номер заказа: 56S000625

### Промышленность

Другие отрасли

### Применение

Охлаждающая вода

### Тестовые полоски на медь 0,05-2 мг/л (25 рс.)

Индикаторные полоски быстро и чисто обеспечивают результат без усилий на применение реагентов или таблеток. Благодаря легкости применения, ведь полоски нужно всего лишь окунуть и сравнить, они являются излюбленным вариантом в тех областях, где особое значение придается скорости и простоте.

### Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Copper-Test Strips	0.05 - 2 mg/L Cu