

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Тестовые полоски на железо (II)

Для быстрого определения путем химической реакции



- Безопасность
- Скорость
- Постоянная доступность
- Полуколичественный анализ

Номер заказа: 56S000725

### Промышленность

Другие отрасли

### Применение

Продукты и напитки | Текстиль

### Тестовые полоски на железо (II)

Индикаторные полоски быстро и чисто обеспечивают результат без усилий на применение реагентов или таблеток. Благодаря легкости применения, ведь полоски нужно всего лишь окунуть и сравнить, они являются излюбленным вариантом в тех областях, где особое значение придается скорости и простоте.

### Диапазон измерений

Test Name

Диапазон измерений

Iron

0.1 - 5.0 mg/L Fe