

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Тестер для бассейнов бигуанид (полигексанид-РНМВ)/Перекись водорода (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)/рН в коробке

Помощники по быстрому анализу воды в бассейне



- Простота в обращении
- Футуристический дизайн
- Быстрое растворение таблеток RAPID
- Высочайшая точность

Номер заказа: 156100

### Высокая точность измерения

Результаты отображаются с высокой точностью измерений. Вы быстро получите достоверные сведения и сможете принять контрмеры в случае необходимости.

### Понятность на интуитивном уровне

Работа с тестером не требует дополнительных объяснений. Но если все-таки возникнет сомнение: Для устранения неясности достаточно взглянуть на упаковку с интуитивно понятной инструкцией.

### Эргономичный дизайн

Эргономичная усовершенствованная крышка обеспечивает надежный захват.

### Промышленность

Обслуживание плавательных бассейнов | Частный бассейн

### Применение

Контроль воды в бассейне

### Тестер для бассейнов бигуанид (полигексанид-РНМВ)/Перекись водорода (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)/рН в коробке

Тестер для бассейнов позволяет одновременно выполнять измерение средства для подготовки воды и значения рН.

### Диапазон измерений

| Test Name         | Диапазон измерений                        |
|-------------------|---|
| Hydrogen peroxide | 5 - 50 mg/L H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> |
| pH                | 6.8 - 8.2 pH                              |
| PHMB              | 10 - 100 mg/L PHMB                        |

## Объем поставки

- Тестер для бассейнов в прочной пластиковой коробке
- Таблетированные реагенты на 20 анализов каждый
- Руководство по эксплуатации

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Германия

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Китай

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Малайзия

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Бразилия

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
США

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Индия

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Испания