

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Тестовый набор на индекс блокирования (SDI)

Для типичных ситуаций при анализе воды



- Расчет индексов блокирования всего за 15 минут
- Идеальная совместимость с системами обратного осмоса
- Возможность расчета времени загрязнения мембраны, частоты обратной промывки и срока службы мембраны

Номер заказа: 56K001901

Индекс блокирования (SDI) указывает на величину содержания твердых веществ или взвешенных частиц в воде и является очень важным параметром при эксплуатации систем обратного осмоса. На основе индекса блокирования питательной воды рассчитываются время загрязнения мембраны, частота обратной промывки и, наконец, срок службы мембраны. С помощью тестового набора Lovibond® оператор системы обратного осмоса моментально получит значения индекса блокирования и сможет напрямую отрегулировать скорость и эффективность системы.

При этом используется мембрана/система измерения расхода, которая позволяет произвести расчет индекса блокирования всего за 15 минут. В комплект поставки входят мембраны для 100 тестов.

Промышленность

Другие отрасли | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судостроительство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

Применение

Охлаждающая вода

Объем поставки

- Фильтрующие пластины 0,45 мкм - диаметр 47 мм
- Клапан включения/выключения
- Регулятор давления
- Манометр
- Шланг высокого давления - 1 м
- Держатель фильтра - диаметр 47 мм
- Мерный цилиндр поли, 100 мл
- Калькулятор
- Таймер

| Заголовок | Номер заказа |
|--|--------------|
| Клапан вкл/выкл | 56A007201 |
| Регулятор давления | 56A007301 |
| Манометр | 56A007401 |
| Шланг высокого давления 1 м | 56A007501 |
| 0,45 пористые фильтровальные диски 47 мм | 56A007690 |
| Держатель фильтра 47 мм | 56A007701 |
| Измерительный цилиндр, полимер, 100 мл | 56A009301 |
| Калькулятор | 56A021501 |
| Секундомер | 56A021601 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies