

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Тестовый набор на хлорид CD-1

Обнаружение в котельной, охлаждающей и технической воде



- Быстрое количественное определение
- Для исследования котельной, охлаждающей и технической воды
- Возможность полевых и лабораторных испытаний
- Экономичность благодаря недорогим заправочным модулям

Номер заказа: 2418504

### Тестовый набор на хлорид CD-1

Эти тестовые наборы были специально разработаны для анализа котельной, охлаждающей и технической воды. В них используются как колориметрические, так и титриметрические методы. Каждый тестовый набор содержит все необходимые химикаты и вспомогательные средства в жидкой или порошковой форме. Пошаговое описание анализа представлено в подробной инструкции. Поставка осуществляется в прочном и компактном пластиковом футляре. Естественно, ко всем тестовым наборам в распоряжении имеются недорогие реагенты для дозаправки.

### Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Chloride LR	1 drop = 5 or 2.5 Cl <sup>-</sup>

### Технические данные

Размеры	157 x 135 x 55 mm
Вес с упаковкой	110 g