

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Реагент для измерения карбонатной жесткости

Обнаружение в котельной, охлаждающей и технической воде



- Быстрое количественное определение
- Для исследования котельной, охлаждающей и технической воды
- Возможность полевых и лабораторных испытаний
- Экономичность благодаря недорогим заправочным модулям

Номер заказа: 418564

### Реагент для измерения карбонатной жесткости

Циркулирующая охлаждающая вода требует тщательно подобранной химической подготовки. Это помогает свести к минимуму загрязнение микробиологией, наблюдать критические места, такие как теплообменники, и предотвращать коррозию.

Для достижения максимальной эффективности при процедуре подготовки необходимо соблюдать специфичные контрольные параметры, поскольку как избыточное, так и недостаточное количество ингибитора может оказывать вредное воздействие.

### Технические данные

Размеры 55 x 27 x 96 mm