

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Набор фосфатов

Определение содержания фосфатов в малых концентрациях



- Высокая чувствительность
- Высочайшая точность
- Простота использования
- Современный дизайн

Номер заказа: 157800

Высокая чувствительность

При глубине слоя 9 см набор для визуального тестирования обладает особой чувствительностью и обеспечивает достоверные результаты измерений в диапазоне 0 - 1000 частей на миллиард (= 0 - 1,0 мг/л PO₄).

Отличное соотношение цены и качества

Тестовый набор отличается великолепным соотношением цены и качества и особой простотой в обращении.

Промышленность

Обслуживание плавательных бассейнов | Частный бассейн

Применение

Контроль воды в бассейне

Набор фосфатов

Вам знакома проблематика "водоросли в бассейне"? Тогда в воде, вероятно, слишком высокая концентрация фосфатов. Водоросли развиваются при концентрации, превышающей 200 мкг/л PO₄. С этим можно бороться, применяя средства для связывания фосфатов. Для предотвращения роста водорослей рекомендуется проводить регулярный мониторинг уровня фосфатов.

Тестовый набор Lovibond® PHOSPHATE TEST KIT из нашей линейки предлагает вам правильное решение!

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Phosphate	0 - 1000 ppb

Объем поставки

- Карты для сравнения цветов
- Палочка для перемешивания, длина 13 см
- Кювета с крышкой
- 30 таблеток фосфат № 1
- 30 таблеток фосфат № 2
- Руководство по эксплуатации

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies