

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## AF 357 içme suyu kiti

400'den fazla renk diski mevcuttur



- 400'den fazla renk diski mevcuttur
- Renkli ve bulanık numunelerin kompenzasyonu
- Cam renk filtrelerinde garanti dayanıklılık
- Entegre prizma

Ürün No: 413570

### Çeşitli uygulamalarda kullanılabilir

2000+ komparatör çok yönlü olarak kullanılabilir: Araştırma merkezleri, yüksekokullar veya genel içme suyu arıtma tesislerinde olduğu gibi yüzme havuzlarında da kullanılır.

### Gün ışığı lambası

Uygun olmayan görüş koşullarında da her zaman güvenli ve stabil şekilde ölçüm yapabilmemiz için, (opsiyonel) şebekeyle veya pille çalıştırılan gün ışığı lambasının kullanılmasını öneriyoruz. Böylece ışık koşulları her zaman aynı kalır. Nerede ölçüm yaparsanız yapın, fark etmez.

### Farklı analizler yapmak mümkündür

2000+ komparatör için 400'den fazla renk diski ve sayısız ayıraç kullanıma sunulmaktadır. Sizin kombinasyonunuz da kesinlikle burada mevcuttur. Ve bu kombinasyonu bir kez değiştirmeniz gerekirse, bu işlem, komparatör hiç açılmadan gerçekleştirilir.

### Entegre prizma

Entegre prizma, renk diskinin cam standartlarını ve renkli numuneyi optik olarak bir görüş alanına sokar.

### Sanayi

Belediyeler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

### Uygulama

Atık Su Arıtma | Dezenfeksiyon Kontrol | Havuz Suyu Kontrol | Kazan-Suları | Soğutma Suları

### AF 357 içme suyu kiti

2000+ komparatör, su analizi için kullanılan çok yönlü bir kolorimetrik sistemdir. Konforlu kullanım, doğruluk ve tekrarlanabilirlik konusunda ödün vermek gerekmez: 2000+ komparatör, birçok uygulama için kullanılabilir. Yüzme havuzları, araştırma veya içme suyu arıtma alanı sadece birkaç örnektir.

## Ölçüm Aralığı

| Test Name       | Ölçüm Aralığı                   | Kimyasal Metod                         |
|-----------------|---------------------------------|--|
| Chloride        | 10 - 5000 mg/L Cl <sup>-</sup>  |  |
| Chlorine T      | 0.02 - 0.3 mg/L Cl <sub>2</sub> | DPD                                    |
| Chlorine T      | 0.2 - 4.0 mg/L Cl <sub>2</sub>  | DPD                                    |
| Fluoride T      | 0 - 1.6 mg/L F <sup>-</sup>     | SPADNS                                 |
| Hardness, total | 10 - 500 mg/L CaCO <sub>3</sub> |  |
| Hazen           | 10 - 90 mg/L Pt                 | (APHA) Platinyum Kobalt Standart Metod |
| pH value T      | 6.0 - 7.6 pH                    | Bromotimol Mavi                        |
| pH value T      | 6.8 - 8.4 pH                    | Fenol Kırmızısı                        |

## Teslimat Kapsam Metni

- 2000+ komparatör
- Nessleriser saha kiti
- Klor, florür, Hazen ve pH değeri için komparatör renk diskleri
- 4 x komparatör küveti, 10 ml, 13 mm tabaka derinliği
- 2 x cam komparatör küveti, 40 mm tabaka derinliği
- 2 x Nessleriser tüpü AF306, 50 ml tapalı
- Klorür ve toplam sertlik testleri için karıştırma silindiri
- 1 x cam karıştırma çubuğu
- 1 x kutu filtre kağıdı, 9 cm ø
- 1 x filtre hunisi
- 1 x 250 ml numune şişesi
- 1 x pipet 0,1 - 0,5 ml
- Her parametre için ayıraç tabletleri
- Plastik karıştırma çubuğu
- Temizlik fırçası
- Kullanım kılavuzu

| Başlık  | Ürün No |
|---|---------|
| Gün ışığı lambası, pil modu                                     | 142050  |
| Plastik küvet, 13,5 mm tabaka derinliği, gri kapaklı, 10'lu set | 145500  |
| Çift Nessler tüpü, 113 mm tabaka derinliği, 50 ml, AF 306       | 353060  |
| Cam karıştırma çubuğu, 20 cm uzunluk                            | 364080  |
| Plastik karıştırma çubuğu, 13 cm uzunluk, 10'lu set             | 364120  |
| Tutamaklı plastik huni  | 471007  |
| W 680/OG/40 cam küvet, 40 mm tabaka derinliği                   | 606890  |

---

**Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Almanya

**The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Birleşik Krallık

**Tintometer China**

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Çin

**Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malezya

**Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brezilya

**Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Amerika Birleşik Devletleri

**Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Hindistan

**Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
İspanya