

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Legionella Single Syringe EU Test Kit

Dünyanın En Hızlı *Lejyonella* Testi



- Hızlı, kolay ve doğru
- Sonuçlara sade 25 dakikada ulaşabilirsiniz!
- *Lejyonella* önleme ve arıtma protokollerinin performansını doğrular
- *Lejyonella* tespitine yönelik test kitleri, hem su esaslı hem de biyofilm olarak temin edilebilir

Ürün No: 56B006105

Lejyonellalar, akciğer iltihabının ölümcül olabilen bir formu olan Lejyoner hastalığının nedenidir. *Lejyonellalarla* mücadeleyle yönelik dünya çapında direktifler mevcuttur.

İçme suyu yönetmeliğinin revizyonu çerçevesinde, açık su sistemlerinde tehlikeli düzeyde *lejyonella* çoğalması tehlikesini minimuma indirmek için haftalık ve aylık olarak test edilmesi gereken ana parametreler belirlenmiştir.

Lejyonellaya karşı koruma sağlamak için kullanılan Lovibond® "L8" test kitleri, haftalık ve aylık denetim için önerilen tüm testleri içerir.

Legionella Single Syringe EU Test Kit

Tekli test kiti, bir su numunesinde *lejyonella* tespiti için kullanılır. Filtrelenmiş bir numunede yüksek test doğruluğuna ihtiyaç duyan kullanıcılar için idealdir.

Test, 30-35 dakikada elde edilen sonuçlarla, su koşullarının hemen anlaşılmasına ve buna uygun bir reaksiyon gösterilmesine olanak sağlar. Düzenli kullanım, *Lejyonella* kontrol metodunuza olan güveni artırır ve salgın ve hukuki uyumsuzluk riskini azaltır!

Test kitinde, bir test için ihtiyaç duyulan her şey mevcuttur.

Algılama limiti

1,000 / 10,000 CFU/l

Test Sayısı

1

Teslimat Kapsam Metni

- Dispenser pipetleriyle birlikte 1 test stripi
- Geri kazanma tamponlu enjektör
- Numune toplama camı
- Tek kullanımlık filtre
- 60 ml enjektör
- Derecelendirme ölçeği
- Kullanım kılavuzu

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya