


Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Klor HR stripleri

For fast determination with chemical reaction



- Tehlikesiz
- Hızlı
- Her zaman elinizin altında
- Yarı nicel

Ürün No: 56S000190

Sanayi

Diğer Sanayiler

Uygulama

Dezenfeksiyon Kontrol

Klor HR stripleri

Sonuçlar Test stripleri, ayıraçlar veya tabletler kullanma masrafı olmaksızın hızlı ve temiz sonuçlar sağlar. Bu bileşenler; kolay kullanım, daldırma ve karşılaştırma özellikleri ile, öncelikle hızın ve basitliğin önemli olduğu uygulamalar için popüler bir seçenektir.

Ölçüm Aralığı

Test Name

Klor HR

Ölçüm Aralığı

10 - 200 mg/L Cl₂