

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Klordioksit HR test stripleri

For fast determination with chemical reaction



- Tehlikesiz
- Hızlı
- Her zaman elinizin altında
- Yarı nicel

Ürün No: 56S000550

Sanayi

Belediyeler | Diğer Sanayiler

Uygulama

Dezenfeksiyon Kontrol

Klordioksit HR test stripleri

Sonuçlar Test stripleri, ayıraçlar veya tabletler kullanma masrafı olmaksızın hızlı ve temiz sonuçlar sağlar. Bu bileşenler; kolay kullanım, daldırma ve karşılaştırma özellikleri ile, öncelikle hızın ve basitliğin önemli olduğu uygulamalar için popüler bir seçenektir.

Ölçüm Aralığı

Test Name

Chlorine Dioxide LR

Ölçüm Aralığı

0.5 - 100 mg/L ClO₂