

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Bakır stripleri 0,05-2 mg/l (25 pc.)

For fast determination with chemical reaction



- Tehlikesiz
- Hızlı
- Her zaman elinizin altında
- Yarı nicel

Ürün No: 56S000625

### Sanayi

Diğer Sanayiler

### Uygulama

Soğutma Suları

### Bakır stripleri 0,05-2 mg/l (25 pc.)

Sonuçlar Test stripleri, ayıraçlar veya tabletler kullanma masrafı olmaksızın hızlı ve temiz sonuçlar sağlar. Bu bileşenler; kolay kullanım, daldırma ve karşılaştırma özellikleri ile, öncelikle hızın ve basitliğin önemli olduğu uygulamalar için popüler bir seçenektir.

### Ölçüm Aralığı

Test Name

Copper-Test Strips

Ölçüm Aralığı

0.05 - 2 mg/L Cu