

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Demir (II) stripleri

For fast determination with chemical reaction



- Tehlikesiz
- Hızlı
- Her zaman elinizin altında
- Yarı nicel

Ürün No: 56S000725

### Sanayi

Diğer Sanayiler

### Uygulama

Tekstiller | Yiyecek ve İçecek

### Demir (II) stripleri

Sonuçlar Test stripleri, ayıraçlar veya tabletler kullanma masrafı olmaksızın hızlı ve temiz sonuçlar sağlar. Bu bileşenler; kolay kullanım, daldırma ve karşılaştırma özellikleri ile, öncelikle hızın ve basitliğin önemli olduğu uygulamalar için popüler bir seçenektir.

### Ölçüm Aralığı

Test Name

Iron

Ölçüm Aralığı

0.1 - 5.0 mg/L Fe