

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



pH stripleri pH 7-14 plastik

For fast determination with chemical reaction



- Tehlikesiz
- Hızlı
- Her zaman elinizin altında
- Yarı nicel

Ürün No: 56S001190

Sanayi

Diğer Sanayiler

Uygulama

Dezenfeksiyon Kontrol | Soğutma Suları

pH stripleri pH 7-14 plastik

Sonuçlar Test stripleri, ayıraçlar veya tabletler kullanma masrafı olmaksızın hızlı ve temiz sonuçlar sağlar. Bu bileşenler; kolay kullanım, daldırma ve karşılaştırma özellikleri ile, öncelikle hızın ve basitliğin önemli olduğu uygulamalar için popüler bir seçenektir.

Ölçüm Aralığı

Test Name

Ölçüm Aralığı

pH

7 - 14 pH