

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



5'i 1

The fast assistants for Pool Testing



- Kolay kullanım
- Geleceğe uygun tasarım
- RAPID tabletler hızlı şekilde çözünür
- Maksimum doğruluk

Ürün No: 151900

Kompakt

5'i 1 arada çoklu havuz test cihazı, beş en önemli parametreyi tek bir test kitinde bir araya getirmekte ve böylece kullanıcı için çalışmayı hissedilir ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Hemen kullanıma hazır

Birlikte verilen aksesuarlar sayesinde çoklu havuz test cihazını hemen kullanabilirsiniz. **Burada yer alan bileşenler:** Çeşitli ayıraç tabletleri, iki numune kabı à 30 ml ve 100 ml, bir karıştırma çubuğu, bir fırça ve çok dilli kılavuz.

Sanayi

Havuz Hizmetleri | Yerel Havuz

Uygulama

Afet Yönetimi | Havuz Suyu Kontrol

5'i 1

Bir bakışta en önemli parametreler. Güvenilir sonuçlar ve konforlu kullanım. Özel havuz sahipleri için mükemmel yardımcı: 5'i 1 arada çoklu havuz test cihazımız.

Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı
Alkalinity-m	20 mg/L CaCO ₃
Calcium hardness	20 - 800 mg/L CaCO ₃
Chlorine	0.1 - 3.0 mg/L Cl ₂
Cyanuric acid	20 - 200 mg/L CyA
pH	6.8 - 8.2 pH

Teslimat Kapsam Metni

- Havuz testi cihazı Klor - pH LR sağlam bir plastik kutuda
- Siyanür asidi ölçü kabı
- Kapaklı plastik kap (100 ml)
- Kapaklı plastik kap (30 ml)
- Temizlik fırçası
- Karıştırma çubuğu
- 20'şer ayıraç tableti DPD No. 1 Rapid, DPD No. 3 Rapid, fenol kırmızısı Rapid
- 10'ar ayıraç tableti CyA testi, Alk testi, CAL testi
- Kullanım kılavuzu

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya