

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## CHECKIT® komparatör klor DPD, ayıraç tabletleri

Birçok uygulamada renkli disk ile test etme



- Kolay kullanım
- Kesin ayıraç dozajı
- Ayıraç tabletlerinin 5 veya 10 yıllık minimum kullanım süresi
- Yüksek analiz doğruluğu

Ürün No: 147020

### Adım adım kılavuzlar

Çok dilli kullanım kılavuzları, kimyager olmayan kişilerin de güvenilir ve kesin ölçümleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için testin nasıl gerçekleştirileceğinin çizimlerle anlatan adım şeklinde bir kılavuz içerir.

### Geniş parametre seçenekleri

Birçok parametre için pek çok ölçüm aralığı ve metot mevcuttur. Ek test parametreleri, ek diskler ve ayıraçlar satın alınarak eklenebilir; tüm testler için aynı komparatör gövdesini kullanın.

### Tek parçalı komparatör gövdesi

Tek parçalı komparatör gövdesinin sağlam tasarımı, kaybolabilecek veya kırılacak "hareketli parçalar" içermez. Renk diskini gövdenin içine doğru oturana kadar itmeniz, testi gerçekleştirmeye hazır hale gelmeniz için yeterlidir. Test sonuçları, sonuç penceresinde kolayca okunabilir.

### Kolayca okunan sonuçlar

CHECKIT® komparatör gövdesinin arka tarafındaki difüzör paneli, ışığın iki küvet arasında eşit olarak dağıtılmasına yardımcı olur. Bu, kesin bir renk eşleşmesi elde etmeyi kolaylaştırır ve kullanıcıya, numune-deki olası bulanıklıkları görsel olarak dengelemede yardımcı olur.

### Sürekli gradyan

CHECKIT® diskleri, direkt renk eşleşmeyi/ayarlamayı mümkün kılan sürekli bir gradyana sahiptir; sonuca, iki renk standardı arasında ekstrapolasyon uygulanması gerekmez.

### Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | Halka-Açık Havuz | Havuz Hizmetleri | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Sivil-Toplum Kuruluşları | Yağ ve Gaz | Yerel Havuz | Yiyecek ve İçecek-Sanayi

### Uygulama

Atık Su Arıtma | Dezenfeksiyon Kontrol

### CHECKIT® komparatör klor DPD, ayıraç tabletleri

CHECKIT® komparatör test kiti, su analizine yönelik hassas, kullanımı kolay test kiti. Ayıraç küvete ekleyin, diski, hazırlanan su numunesinin rengine karşılık gelene kadar döndürün ve konsantrasyon değerini okuyun.

### Ölçüm Aralığı

| Test Name     | Ölçüm Aralığı              | Kimyasal Metod |
|---------------|----------------------------|----------------|
| Chlorine HR T | 0 - 4 mg/L Cl <sub>2</sub> | DPD            |

# Teslimat Kapsam Metni

- CHECKIT® komparatör, standart optik sistem ile
- CHECKIT® diski klor DPD
- 30 ayıraç tableti DPD No.1
- 30 ayıraç tableti DPD No.3 Evo
- Kapaklı 10 ml 2 plastik küvet
- 10 cm uzunluğunda plastik karıştırma çubuğu
- Kullanım kılavuzu
- Garanti beyanı
- çantada taşınabilir

| Başlık   | Ürün No |
|--|---------|
| Plastik küvet, 13,5 mm tabaka derinliği, gri kapaklı, 10'lu set  | 145500  |
| Plastik küvet, 13,5 mm tabaka derinliği, gri kapaklı, 5'li set   | 145505  |
| Plastik küvet, 13,5 mm tabaka derinliği, gri kapaklı, 100'lü set | 145510  |
| 10 yuvarlak küvet için küvet Ø 16 mm                             | 418957  |

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Almanya

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Birleşik Krallık

## Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Çin

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malezya

## Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brezilya

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Amerika Birleşik Devletleri

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Hindistan

## Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
İspanya