

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## DI10 İnkübatör

Kontrollü bakteri gelişimi için



- Sağlam tasarım
- 12 adede kadar daldırma kızığı veya 10 Petri kabını kapsar
- Mükemmel sıcaklık stabilitesi
- Otomobilde çalıştırılabilir

Ürün No: 56B000701

Dipslides ve Koliform / E-coli Test Kiti gibi diğer mikrobiyolojik testlerin sonuçlarını haftadan haftaya karşılaştırabilmek için, inkübasyon süresi ve inkübasyon sıcaklığı testin her yapılışında aynı olmalıdır. Bu, bakteriyel büyümenin her zaman kontrollü ve homojen olmasını sağlar. Bu nedenle DI10 inkübatörü, sudaki mikrobiyolojik aktivitenin analizinde önemli ve gerekli bir adımdır. Lovibond® DI10 inkübatör, sahada, laboratuvarında veya araba ile seyahat ederken bile güvenilir inkübasyon sağlar. Dipslidlerin inkübasyonu için dipslid tutucuyu satın almanızı öneririz. Bu, inkübasyon süresi boyunca DI10'da 12 dipslid için güvenli bir stand sağlar.

### Sanayi

Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya-Sanayi | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

### Teknik Veri

<b>Voltage</b>	12 V
<b>Ekran</b>	1 x 16 bit arka plan aydınlatmalı LCD
<b>Güç Kaynağı</b>	12 V 110 V 240 V
<b>Sıcaklık Toleransı</b>	± 0.5 °C
<b>Uygunluk</b>	CE
<b>Boyutlar</b>	246 x 215 x 162 mm

# Teslimat Kapsam Metni

- D110
- Güç Kaynağı
- Güç kablosu seti (UK, EU & USA)
- Çakmak kablosu ve 8 fiş adaptörü
- Kullanım kılavuzu

Başlık	Ürün No
Güç kablosu seti	176300
Harici akım beslemesi	182049

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Almanya

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Birleşik Krallık

## Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Çin

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malezya

## Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brezilya

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Amerika Birleşik Devletleri

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Hindistan

## Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
İspanya