

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Glikol refraktometresi

Determination of cooling water in open and closed systems



Lovibond® glikol refraktometresi; motor soğutucuları ve antifrizlerin glikol konsantrasyonunu belirlemek için pratik, hızlı ve doğru bir metot sunar. Bu optik alet, kolay ve temiz bir şekilde kullanılır ve klasik hidrometre tabanlı metotla elde edilmesi mümkün olmayan şekilde anında sonuçlar verir. Ölçüm sonuçları, otomatik sıcaklık kompenzasyonu sayesinde, ek sıcaklık ölçümü veya bir düzeltme faktörü kullanılmadan hızlı, doğru ve direkt olarak okunabilir. Refraktometrenin skalası, etilen glikol ve propilen glikolün donma noktalarını ve konsantrasyonlarını doğrudan okumaya olanak sağlar.

- Pratik, hızlı, doğru
- Temiz uygulama, hemen alınan sonuçlar
- Otomatik sıcaklık kompenzasyonu
- Donma noktalarını ve konsantrasyon değerlerini (etilen glikol ve propilen glikol) doğrudan okuma olanağı

Ürün No: 56M000401

Sanayi

Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

Uygulama

Soğutma Suları

Glikol refraktometresi

Lovibond® Brix ve Glikol refraktometre serisi konforlu, hızlı ve hassastır ve anında sonuç verir. Bu ürünler otomatik sıcaklık kompenzasyonu ve donma noktaları ve konsantrasyon değerlerini (etilen glikol ve propilen glikol) doğrudan okuma olanağı sağlar.

Ölçüm Aralığı

Test Name

Glikol

Ölçüm Aralığı

% PEG/MEG