

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Toplam sertlik test kiti (°dh)

Kazan, soğutma ve kullanım suyunun tespit edilmesi



- Hızlı nicel tespit
- Kazan, soğutma ve kullanım suyunun incelenmesi için
- Alan ve laboratuvar incelemeleri mümkündür
- Uygun maliyetli ekleme üniteleri sayesinde ekonomiktir

Ürün No: 2418411

Toplam sertlik test kiti (°dh)

Bu test kitleri, özel olarak kazan, soğutma ve kullanım suyunu incelemek için geliştirilmiştir. Burada hem kolorimetrik, hem de titrimetrik metotlar kullanılır. Her kit, sıvı veya toz halinde gerekli tüm kimyasal maddeleri ve yardımcı maddeleri içerir. Ayrıntılı kılavuzda, analiz prosesi adım adım açıklanmıştır.

Ürünler, sağlam ve kompakt bir plastik ambalaj içinde teslim edilir. Tabii ki tüm test kitleri için uygun maliyetli ekleme ayraçları mevcuttur.

Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı
Hardness carbonate (new version)	1 drop = 1 or 0.5 °dH

Teknik Veri

Boyutlar	90 x 36 x 36 mm
Ambalajlı Ağırlık	30 g

Başlık	Ürün No
Toplam sertlik ayırıcı	418563