

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## PD 250 Set 1 - Serbest klor

Kesin ve tekrarlanabilir toz ayırıcı dozajı



- ISO 7393-2:2017 uyarınca klor tespiti (serbest + toplam)
- 250 test
- Ayırıcının kullanım ömrü 5 yıldır (ampul mühürlenmişken)
- Kolay kullanım

Ürün No: 194900

### Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

### PD 250 Set 1 - Serbest klor

Toz dispenseri, klor tespiti için kullanılan toz ayırıcılarının kontrollü dozajı için ideal cihazdır. Her toz atımıyla, dispenserden tam olarak 10 ml'lik bir gerekli ayırıcı miktarı düşer. Bununla birlikte, toz dispenserini kendini ispattırmış Toz Paketlerine bir alternatif oluşturur. PD 250, özellikle seri incelemelerde aynı zamanda ambalaj atığı oluşmasını önleyerek zaman tasarrufu sağlar.

Ayırıcı, mühürlü cam ampullerin içindedir. Bir dolun, 250 test için yeterlidir. Mühürleme, son kullanma tarihinin 5 yıla kadar uzamasına olanak sağlar. Ancak açılmış bir ampulün 6 ay içinde kullanılması gerekir. Ampuller çok kolay ve hızlı bir şekilde değiştirilebilir. Dispenserin ergonomik tasarımı, ayrıca iyi bir temizlik yapılmasına olanak sağlar.

## Teslimat Kapsam Metni

- 1 "Serbest klor" toz dispenseri
- 1 "Serbest klor" ayırıcı ampülü
- 1 kapatma kapağı
- Kullanım kılavuzu

Başlık	Ürün No
Serbest klor, 10 ml	530140
VARIO serbest klor, 10 ml	530145
Serbest klor+toplam, 10 ml	530160
VARIO serbest klor+toplam, 10 ml	530165