

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Alkalite test kiti PM-1

Kazan, soğutma ve kullanım suyunun tespit edilmesi



- Hızlı nicel tespit
- Kazan, soğutma ve kullanım suyunun incelenmesi için
- Alan ve laboratuvar incelemeleri mümkündür
- Uygun maliyetli ekleme üniteleri sayesinde ekonomiktir

Ürün No: 2418501

Alkalite test kiti PM-1

Bu test kiti, özel olarak kazan, soğutma ve kullanım suyunu incelemek için geliştirilmiştir. Burada hem kolorimetrik, hem de titrimetrik metotlar kullanılır. Her kit, sıvı veya toz halinde gerekli tüm kimyasal maddeleri ve yardımcı maddeleri içerir. Ayrıntılı kılavuzda, analiz prosesi adım adım açıklanmıştır.

Ürünler, sağlam ve kompakt bir plastik ambalaj içinde teslim edilir. Tabii ki tüm test kiti için uygun maliyetli ekleme ayıracıları mevcuttur.

Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı
Alkalinity PM-1 (p- + m value)	1 drop = 1 or 0.5 mmol/l

Teknik Veri

Boyutlar	157 x 135 x 55 mm
Ambalajlı Ağırlık	183 g