

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Alkalite test kiti PM-1

Kazan, soğutma ve kullanım suyunun tespit edilmesi



- Hızlı nicel tespit
- Kazan, soğutma ve kullanım suyunun incelenmesi için
- Alan ve laboratuvar incelemeleri mümkündür
- Uygun maliyetli ekleme üniteleri sayesinde ekonomiktir

Ürün No: 2418501

### Alkalite test kiti PM-1

Bu test kiti, özel olarak kazan, soğutma ve kullanım suyunu incelemek için geliştirilmiştir. Burada hem kolorimetrik, hem de titrimetrik metotlar kullanılır. Her kit, sıvı veya toz halinde gerekli tüm kimyasal maddeleri ve yardımcı maddeleri içerir. Ayrıntılı kılavuzda, analiz prosesi adım adım açıklanmıştır.

Ürünler, sağlam ve kompakt bir plastik ambalaj içinde teslim edilir. Tabii ki tüm test kiti için uygun maliyetli ekleme ayıraçları mevcuttur.

### Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı
Alkalinity PM-1 (p- + m value)	1 drop = 1 or 0.5 mmol/l

### Teknik Veri

Boyutlar	157 x 135 x 55 mm
Ambalajlı Ağırlık	183 g