

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Klorür test kiti CD-2

Kazan, soğutma ve kullanım suyunun tespit edilmesi



- Hızlı nicel tespit
- Kazan, soğutma ve kullanım suyunun incelenmesi için
- Alan ve laboratuvar incelemeleri mümkündür
- Uygun maliyetli ekleme üniteleri sayesinde ekonomiktir

Ürün No: 2418506

Klorür test kiti CD-2

Bu test kitleri, özel olarak kazan, soğutma ve kullanım suyunu incelemek için geliştirilmiştir. Burada hem kolorimetrik, hem de titrimetrik metotlar kullanılır. Her kit, sıvı veya toz halinde gerekli tüm kimyasal maddeleri ve yardımcı maddeleri içerir. Ayrıntılı kılavuzda, analiz prosesi adım adım açıklanmıştır.

Ürünler, sağlam ve kompakt bir plastik ambalaj içinde teslim edilir. Tabii ki tüm test kitleri için uygun maliyetli ekleme ayıraçları mevcuttur.

Ölçüm Aralığı

| Test Name | Ölçüm Aralığı |
|-------------|----------------------|
| Chloride HR | 1 drop = 50 or 25 Cl |

Teknik Veri

| | |
|-------------------|-------------------|
| Boyutlar | 157 x 135 x 55 mm |
| Ambalajlı Ağırlık | 185 g |

| Başlık | Ürün No |
|------------------------------------|---------|
| CD-2 için klorür ekleme ayıraçları | 2418507 |