

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Toplam sertlik ve karbonat sertliđi test kiti

Kazan, sođutma ve kullanım suyunun tespit edilmesi



- Hızlı nicel tespit
- Kazan, sođutma ve kullanım suyunun incelenmesi için
- Alan ve laboratuvar incelemeleri mümkündür
- Uygun maliyetli ekleme üniteleri sayesinde ekonomiktir

Ürün No: 2418412

Toplam sertlik ve karbonat sertliđi test kiti

Bu test kitleri, özel olarak kazan, sođutma ve kullanım suyunu incelemek için geliştirilmiştir. Burada hem kolorimetrik, hem de titrimetrik metotlar kullanılır. Her kit, sıvı veya toz halinde gerekli tüm kimyasal maddeleri ve yardımcı maddeleri içerir. Ayrıntılı kılavuzda, analiz prosesi adım adım açıklanmıştır.

Ürünler, sağlam ve kompakt bir plastik ambalaj içinde teslim edilir. Tabii ki tüm test kitleri için uygun maliyetli ekleme ayıracıları mevcuttur.

Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı
Hardness Total (new version) + Carbonate GKH-1	1 drop = 1 or 0.5°dH

Teknik Veri

Boyutlar	90 x 35 x 70 mm
Ambalajlı Ağırlık	80 g