

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Sertlik, kalan sertlik test kiti RH-1

Kazan, soğutma ve kullanım suyunun tespit edilmesi



- Hızlı nicel tespit
- Kazan, soğutma ve kullanım suyunun incelenmesi için
- Alan ve laboratuvar incelemeleri mümkündür
- Uygun maliyetli ekleme üniteleri sayesinde ekonomiktir

Ürün No: 2418714

### Sertlik, kalan sertlik test kiti RH-1

Bu test kitleri, özel olarak kazan, soğutma ve kullanım suyunu incelemek için geliştirilmiştir. Burada hem kolorimetrik, hem de titrimetrik metotlar kullanılır. Her kit, sıvı veya toz halinde gerekli tüm kimyasal maddeleri ve yardımcı maddeleri içerir. Ayrıntılı kılavuzda, analiz prosesi adım adım açıklanmıştır.

Ürünler, sağlam ve kompakt bir plastik ambalaj içinde teslim edilir. Tabii ki tüm test kitleri için uygun maliyetli ekleme ayarları mevcuttur.

### Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı
Hardness residual	1 drop = 0.1 or 0.05 °dH

### Teknik Veri

Boyutlar	90 x 72 x 36 mm
Ambalajlı Ağırlık	90 g