

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



Probador de piscinas, Biguanida-PHMB/ H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>/ pH, Peróxido de hidrógeno 5-50 mg/L H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, PHMB 10-100 mg/L

The fast assistants for Pool Testing



- Manipulación sencilla
- Diseño futurista
- Las tabletas RAPID se disuelven rápido
- Máxima precisión

Referencia No: 156100

### Gran exactitud en la medición

Los resultados se muestran con una alta precisión de medición. Tendrá toda la seguridad y podrá aplicar correcciones en caso necesario.

### Intuitivo

El manejo del medidor es muy sencillo. Pero si no está muy seguro: un vistazo al embalaje y a las intuitivas y claras instrucciones bastan para aclarar cualquier duda.

### Ergonómico

La tapa ergonómica optimizada permite un agarre seguro.

### Industria

Piscina privada | Servicios para piscinas

### Aplicaciones

Control de aguas de piscina

Probador de piscinas, Biguanida-PHMB/ H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>/pH, Peróxido de hidrógeno 5-50 mg/L H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, PHMB 10-100 mg/L

El Pooltester posibilita la medición simultánea del producto para el tratamiento del agua y del valor de pH.

### Rango de medición

Test Name	Rango de medición
Peróxido de hidrógeno	5 - 50 mg/L H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>
pH	6.8 - 8.2 pH
PHMB	10 - 100 mg/L PHMB

# Volumen de suministro

- Pooltester en caja de plástico robusta
- Tabletas de reactivo para 20 análisis cada una
- Instrucciones de operación

## **Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemania

## **The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

## **Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malasia

## **Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

## **Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Estados Unidos de América

## **Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

## **Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
España