

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Probador de piscinas, 5 en 1, estuche plástico, Alcalinidad-m, Dureza de calcio, Cloro, Ácido cianúrico, pH

The fast assistants for Pool Testing



- Manipulación sencilla
- Diseño futurista
- Las tabletas RAPID se disuelven rápido
- Máxima precisión

Referencia No: 151900

Gran exactitud en la medición

Los resultados se muestran con una alta precisión de medición. Tendrá toda la seguridad y podrá aplicar correcciones en caso necesario.

Intuitivo

El manejo del medidor es muy sencillo. Pero si no está muy seguro: un vistazo al embalaje y a las intuitivas y claras instrucciones bastan para aclarar cualquier duda.

Ergonómico

La tapa ergonómica optimizada permite un agarre seguro.

Industria

Piscina privada | Servicios para piscinas

Aplicaciones

Control de aguas de piscina | Gestión de desastres

Probador de piscinas, 5 en 1, estuche plástico, Alcalinidad-m, Dureza de calcio, Cloro, Ácido cianúrico, pH

El cuidado del agua es imprescindible, incluso para la piscina más pequeña. Ningún propietario de piscina puede obtener una visión general fiable de si el valor de pH y el contenido de cloro en su paraíso acuático están en orden de forma más fácil y rápida que con el pooltester de Lovibond®. Basta con sumergir el comprobador de agua o llenar una muestra de agua en las cámaras, añadir una pastilla de prueba de disolución rápida y ver con sus propios ojos dónde es necesario actuar. El agua cambia de color y la escala de comparación facilita la lectura de los valores. Desde el pH hasta el cloro, el bromo, el oxígeno activo o la dureza del cobre y el calcio, el comprobador de piscinas ofrece todos los parámetros importantes, según la versión, que todo propietario de una piscina debe vigilar.

Rango de medición

Test Name	Rango de medición
Ácido cianúrico	20 - 200 mg/L CyA
Alcalinidad-m	20 mg/L CaCO ₃
Cloro	0.1 - 3.0 mg/L Cl ₂
Dureza calcio	20 - 800 mg/L CaCO ₃
pH	6.8 - 8.2 pH

Volumen de suministro

- Pooltester en caja de plástico robusta
- Tabletas de reactivo para 20 análisis cada una
- Instrucciones de operación

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malasia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Estados Unidos de América

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
España

Nos reservamos el derecho de cambios técnicos

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies