

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Kit de prueba para Legionela, Industrial, 5 pruebas

El test de *Legionella* más rápido del mundo



*Legionella* es la bacteria causante de la enfermedad del Legionario, una forma potencialmente mortal de neumonía. Existen varias guías en todo el mundo para el control de la *Legionella*.

En 2002, el Health and Safety Executive presentó las guías para el control de la *Legionella*, conocidas como las guías L8. Estas guías detallan los parámetros clave que deberían analizarse con frecuencias semanales y mensuales para minimizar el riesgo de proliferación de la *Legionella* a niveles peligrosos en circuitos abiertos de agua.

Los Test Kits Lovibond "L8" incluyen los test recomendados para la monitorización semanal mensual de la ® *Legionella*

- Preciso, rápido y sencillo
- Resultados tan rápidos como 30 minutos!
- Confirma presencia de *Legionella* protocolos de prevención y tratamiento
- Test Kits disponibles para la detección de *Legionella* tanto en agua como en biofilm

Referencia No: 56B006101

### Industria

Energía | Gas y petróleo | Industria alimentaria |  
Industria farmacéutica | Industria naval | Industria química |  
Municipios | ONG | Otras industrias

### Kit de prueba para Legionela, Industrial, 5 pruebas

El System Test Kit de *Legionella* es para detectar *Legionella* en una muestra de agua — es ideal para aplicaciones industriales y online.

El procedimiento de este test utiliza módulos de filtrado que se conectan directamente a puntos de toma de muestra (incluye conexiones a 1/2" y 3/4"). El filtrado de la muestra aumenta la sensibilidad del test.

Esta filtración no requiere de bomba - sólo hay que conectarlo al sistema de agua (como el cabezal de una ducha o un punto de muestreo online) y utilizar la presión del sistema para el filtrado. La jeringas predosificadas contienen los complementos necesarios, de forma que no hace falta preparar o diluir soluciones de aditivos.

Obteniendo resultados en 30-35 minutos (incluyendo el tiempo de preparación de la muestra), el test permite una inmediata valoración de las condiciones del sistema y dar una respuesta adecuada. Su uso regular aumentará la confianza en sus protocolos de control de *Legionella* y reducirá el riesgo de brotes y litigaciones!

#### Límite de detección

100 CFU/l

#### Nº de Pruebas

5

# Volumen de suministro

- 5 Test Strips with Dispensing Pipettes
- 5 Syringes with Recovery Buffer
- Sample Collection Jar
- 5 single-use filters
- Female threaded sample point fitting
- Instruction Manual
- Carrying Case

## **Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemania

## **The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

## **Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malasia

## **Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

## **Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Estados Unidos de América

## **Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

## **Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
España