

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Kit de prueba para Legionela, Evaluación de riesgos, 4 pruebas

El test de *Legionella* más rápido del mundo



- Preciso, rápido y sencillo
- Resultados tan rápidos como 25 minutos!
- Confirma presencia de *Legionella* protocolos de prevención y tratamiento
- Test Kits disponibles para la detección de *Legionella* tanto en agua como en biofilm

Referencia No: 56B006501

Legionella es la bacteria causante de la enfermedad del Legionario, una forma potencialmente mortal de neumonía. Existen varias guías en todo el mundo para el control de la *Legionella*.

En 2002, el Health and Safety Executive presentó las guías para el control de la *Legionella*, conocidas como las guías L8. Estas guías detallan los parámetros clave que deberían analizarse con frecuencias semanales y mensuales para minimizar el riesgo de proliferación de la *Legionella* a niveles peligrosos en circuitos abiertos de agua.

Los Test Kits Lovibond "L8" incluyen los test recomendados para la monitorización semanal mensual de la *Legionella*

Kit de prueba para Legionela, Evaluación de riesgos, 4 pruebas

El Enterprise Test Kit ofrece a los usuarios una combinación del Swab Test Kit y del System Test Kit.

Esta versión de nuestros kits es ideal para usuarios inexpertos que aún quieran confirmar qué procedimiento se adapta mejor a sus necesidades o para usuarios con poco volumen de muestras que necesiten tanto los Swab tests como los tests de filtrado.

Con resultados en 25 minutos, el test permite una inmediata valoración de las condiciones del sistema y dar una respuesta adecuada. Su uso regular aumentará la confianza en sus protocolos de control de *Legionella* y reducirá el riesgo de brotes y litigaciones!

El Kit incluye todo el material necesario para 4 tests (2x swab test y 2x tests filtración).

Límite de detección

100 CFU/l & 200 CFU/l / Swabbed area

Nº de Pruebas

4

Volumen de suministro

- 4 Test Strips with Dispensing Pipettes
- Recovery Buffer
- 2 swabs
- 2 single-use filters
- 2 x 60 ml syringes
- 2 reaction tubes with Recovery Buffer
- Instruction Manual
- Carrying Case

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malasia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Estados Unidos de América

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
España