

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Probador de piscinas, Fosfato, estuche plástico, Fosfato 0-1000 ppb

The fast assistants for Pool Testing



- Manipulación sencilla
- Diseño futurista
- Las tabletas RAPID se disuelven rápido
- Máxima precisión

Referencia No: 157800

Gran exactitud en la medición

Los resultados se muestran con una alta precisión de medición. Tendrá toda la seguridad y podrá aplicar correcciones en caso necesario.

Intuitivo

El manejo del medidor es muy sencillo. Pero si no está muy seguro: un vistazo al embalaje y a las intuitivas y claras instrucciones bastan para aclarar cualquier duda.

Ergonómico

La tapa ergonómica optimizada permite un agarre seguro.

Industria

Piscina privada | Servicios para piscinas

Aplicaciones

Control de aguas de piscina

Probador de piscinas, Fosfato, estuche plástico, Fosfato 0-1000 ppb

El cuidado del agua es imprescindible, incluso para la piscina más pequeña. Ningún propietario de piscina puede obtener una visión general fiable de si el valor de pH y el contenido de cloro en su paraíso acuático están en orden de forma más fácil y rápida que con el pooltester de Lovibond®. Basta con sumergir el comprobador de agua o llenar una muestra de agua en las cámaras, añadir una pastilla de prueba de disolución rápida y ver con sus propios ojos dónde es necesario actuar. El agua cambia de color y la escala de comparación facilita la lectura de los valores. Desde el pH hasta el cloro, el bromo, el oxígeno activo o la dureza del cobre y el calcio, el comprobador de piscinas ofrece todos los parámetros importantes, según la versión, que todo propietario de una piscina debe vigilar.

Rango de medición

Test Name	Rango de medición
Fosfato	0 - 1000 ppb

Volumen de suministro

- Pooltester en caja de plástico robusta
- Tabletas de reactivo para 20 análisis cada una
- Instrucciones de operación

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malasia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Estados Unidos de América

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
España