

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Pooltester Multipooltester 5 en 1 dans un boîtier en plastique, Alkalinité-m, Dureté calcique, Chlore, Acide cyanurique, pH

Les assistants rapides pour l'analyse des piscines



- Facile à manipuler
- Design futuriste
- Les pastilles RAPID se dissolvent rapidement
- Exactitude maximum

Code: 151900

#### Compact

Le multi-testeur de piscine 5-en-1 réunit les cinq paramètres les plus importants dans un kit d'analyse, facilitant énormément le travail de l'utilisateur.

#### Immédiatement prêt à l'emploi

Grâce aux accessoires inclus dans la livraison, vous pouvez immédiatement utiliser le multi-testeur de piscine. **Sont inclus dans la livraison** : Différentes pastilles de réactif, deux récipients d'échantillon de 30 ml et 100 ml, un agitateur, une brosse et un mode d'emploi en plusieurs langues.

#### Industrie

Piscines domestiques | Services autour des piscines

#### Applications

Contrôle de l'eau de la piscine | Gestion des catastrophes

Pooltester Multipooltester 5 en 1 dans un boîtier en plastique, Alkalinité-m, Dureté calcique, Chlore, Acide cyanurique, pH

Les paramètres les plus importants sous les yeux. Résultats fiables et manipulation confortable. L'outil parfait du propriétaire de piscine privée : Notre multi-testeur de piscine 5-en-1.

## Gamme de mesure

Test Name	Gamme de mesure
Acide cyanurique	20 - 200 mg/L CyA
Alcalinité-m	20 mg/L CaCO <sub>3</sub>
Chlore	0.1 - 3.0 mg/L Cl <sub>2</sub>
Dureté calcique	20 - 800 mg/L CaCO <sub>3</sub>
pH	6.8 - 8.2 pH

## Contenu de livraison

- Testeur de piscine chlore - pH LR présenté dans une boîte plastique solide
- Bécher de mesure acide cyanurique
- Récipient en plastique avec couvercle (100 ml)
- Récipient en plastique avec couvercle (30 ml)
- Brosse de nettoyage
- Agitateur
- 20 pastilles de réactif de chaque type, DPD N° 1 Rapid, DPD N° 3 Rapid, phénol rouge Rapid
- 10 pastilles de réactif de chaque type, test CyA, test Alc, test CAL
- Mode d'emploi

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Allemagne

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Royaume-Uni

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Chine

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaisie

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brésil

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
États-Unis

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Inde

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espagne