

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Testador de piscinas, Biguanida-PHMB/ H2O2/ pH, Peróxido de hidrogênio 5-50 mg/L H2O2 PHMB 10-100 mg/L

The fast assistants for Pool Testing



- Fácil de usar
- Design futurista
- Os comprimidos RAPID dissolvem-se rapidamente
- A mais alta precisão

Artigo No: 156100

Alta precisão de medição

Os valores de cloro (0 - 3,0 mg/L) e valor pH (6,8 - 8,2) são mapeados com elevada precisão de medição.

Terá certeza rapidamente e poderá tomar contramedidas se necessário.

Intuitivo

A operação do testador é auto-explicativa. E se não tiveres a certeza: Um olhar sobre a embalagem e as instruções intuitivamente compreensíveis é suficiente para eliminar as ambiguidades.

Ergonomia

A tampa ergonomicamente otimizada garante uma aderência segura.

Indústria

Piscinas Domésticas | Serviços para Piscinas

Aplicação

Controle de Água de Piscina

Testador de piscinas, Biguanida-PHMB/ H2O2/pH, Peróxido de hidrogênio 5-50 mg/L H2O2 PHMB 10-100 mg/L

O testador Pool permite a medição simultânea do agente de tratamento de água e do valor pH.

Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição
Hydrogen peroxide	5 - 50 mg/L H ₂ O ₂
pH	6.8 - 8.2 pH
PHMB	10 - 100 mg/L PHMB

Texto do Escopo de Entrega

- Testador Pool em caixa plástica robusta
- Comprimidos reagentes para 20 análises cada
- Instruções de utilização

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha