

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Testador de piscinas, 5 em 1, caixa plástica,
Alcalinidade-m, Dureza de cálcio, Cloro, Ácido
cianúrico, pH

The fast assistants for Pool Testing



- Fácil de usar
- Design futurista
- Os comprimidos RAPID dissolvem-se rapidamente
- A mais alta precisão

Artigo No: 151900

Compacto

O Multipooltester 5 em 1 combina os cinco parâmetros mais importantes num kit de teste, tornando o trabalho visivelmente mais fácil para o utilizador.

Pronto a utilizar imediatamente

Graças ao acessório incluído, pode utilizar o Multipooltester imediatamente. **Incluídos estão:** Vários comprimidos de reagente, dois recipientes de 30 ml e 100 ml cada, uma vareta de agitação, uma escova e instruções multilingues.

Indústria

Piscinas Domésticas | Serviços para Piscinas

Aplicação

Controle de Água de Piscina | Gerenciamento de Desastre

Testador de piscinas, 5 em 1, caixa plástica,
Alcalinidade-m, Dureza de cálcio, Cloro, Ácido
cianúrico, pH

Os parâmetros mais importantes sempre à vista. Resultados confiáveis e manuseio confortável. O companheiro perfeito para o proprietário de pool privada: O nosso multipooltester 5 em 1.

Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição
Ácido cianúrico	20 - 200 mg/L CyA
Alcalinidade-m	20 mg/L CaCO ₃
Chlorine	0.1 - 3.0 mg/L Cl ₂
Dureza do cálcio	20 - 800 mg/L CaCO ₃
pH	6.8 - 8.2 pH

Texto do Escopo de Entrega

- Cloro Pooltester - pH LR numa caixa de plástico robusta
- Recipiente de medição do ácido cianúrico
- Recipiente de plástico com tampa (100 ml)
- Recipiente de plástico com tampa (30 ml)
- Escova de limpeza
- Vareta
- 20 comprimidos reagentes para cada DPD N.º de DPD 1 Rápido, DPD No. 3 Rapid, Phenolred Rapid
- 10 comprimidos reagentes para cada teste CyA, teste alc., CAL-Test
- Instruções de utilização

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha