

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Kit para teste de Legionela, Avaliação de riscos, 4 testes

O Teste de *legionellas* mais rápido do mundo



- Rápido, fácil e preciso
- Resultados em apenas 25 minutos!
- Confirma o desempenho dos protocolos de *prevenção* e tratamento da *legionela*
- Kits de teste para a detecção de *legionellas* disponíveis tanto com base em água como em biofilme

Artigo No: 56B006501

As *legionellas* são os gatilhos da doença do legionário, uma forma potencialmente fatal de pneumonia. Existem diretrizes mundiais para a luta contra *legionellas*.

No âmbito da revisão do regulamento relativo à água potável, foram definidos os principais parâmetros que devem ser testados semanal e mensalmente, a fim de minimizar o risco de *proliferação de legionella* a uma escala prejudicial nos sistemas de águas abertas.

Os kits de teste de proteção contra *Legionellas* Lovibond® "L8" incluem todos os testes recomendados para monitoramento semanal e mensal.

### Kit para teste de Legionela, Avaliação de riscos, 4 testes

O Enterprise Kit de teste fornece aos utilizadores uma combinação do Tube Kit de teste e do System Kit de teste.

Esta versão dos nossos kits de teste é ideal para utilizadores iniciantes que desejam descobrir qual o processo mais adequado aos seus processos, ou para utilizadores de baixo volume que precisam de testes de swab e filtração.

Com resultados em menos de 25 minutos, o teste fornece compreensão e resposta instantâneas às condições da água. O uso regular aumentará a sua confiança no seu *processo de controlo de legionellase* reduzirá o risco de surtos e litígios!

O kit fornece tudo o que é necessário para 4 testes (2x teste de esfregação e 2x teste de filtração).

#### Limite de detecção

100 CFU/l & 200 CFU/l / Swabbed area

#### No. de testes

4

# Texto do Escopo de Entrega

- 4 tiras de teste com pipetas de dispensação
- Tampão de recuperação
- 2 cotonetes
- 2 filtros descartáveis
- 2 seringas de 60 ml
- 2 vasos de reação com tampão de recuperação
- Instruções de utilização
- Estojo de transporte

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemanha

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

## Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malásia

## Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
EUA

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Índia

## Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espanha