

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



SensoDirect 150 Medidor multiparâmetros, Conjunto 3 pH / Oxi / Temp



- ph/Redox, condutividade, oxigênio dissolvido, etc.
- Tudo em um
- Visor LCD grande
- Blindagem de proteção

Artigo No: 724220

Vários parâmetros em um único dispositivo

O SensoDirect 150 combina as aplicações de vários instrumentos de medição portáteis em um único instrumento. Foi projetado como um instrumento multiuso para a determinação de pH, redox, oxigênio, condutividade e TDS.

Guia do utilizador intuitivo

Todos os valores medidos podem ser convenientemente lidos no visor LCD grande.

Diferentes combinações de parâmetros possíveis

As combinações pH+Con+TDS+Oxi, valor pH+Con+TDS+TDS, valor pH+Oxi e valor pH+Redox estão disponíveis. Tens uma escolha.

Indústria

Indústria Naval | Municipalidades | ONG | Outras Indústrias

Aplicação

Água de Caldeira | Água de Refrigeração |
Controle de Água de Piscina | Tratamento de Água Potável |
Tratamento de Esgotos

SensoDirect 150 Medidor multiparâmetros, Conjunto 3 pH / Oxi / Temp

Aparelho de medição manual portátil multiparâmetro para a determinação de oxigênio dissolvido (O₂), concentração de O₂, condutividade, TDS, valor pH e redox.

Faixa de Medição

| Test Name | Faixa de Medição |
|-------------|----------------------------|
| Oxigênio | 0 - 20 mg/L O ₂ |
| pH | 0 - 14 |
| Temperatura | 0 - 60 °C |

Dados Técnicos

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Display | Visor LCD grande com ajuste de contraste |
| Registador de Dados | Registador de dados em tempo real |
| Armazenamento Interno | automático ou manual, 16.000 registros de dados |
| Portabilidade | Portátil |
| Conformidade | CE |
| Dimensões | 120 x 40 x 220 mm |
| Peso com embalagem | (unit incl. batteries) |

| Título | Artigo No |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Solução de armazenamento de KCl 3 M para sensor de pH/ ORP, 25ml | 726402 |
| Solução de armazenamento de KCl 3 M para sensor de pH/ ORP, 100ml | 726404 |
| Solução de condutividade (1413 µS/cm) - 90ml - rastreável ao NIST | 726654 |
| Solução de condutividade (12.88 mS/cm) - 90ml - rastreável ao NIST | 726684 |

Texto do Escopo de Entrega

- Aparelho
- Pilhas
- eletrodo de pH
- Cubeta de medição de temperatura
- Sensor de oxigênio
- conjunto de tampão de pH 4.01 / 7.00
- Eletrólito
- Cabeças de membrana
- Instruções de utilização
- Declaração de garantia
- no caso de

| Título | Artigo No |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Micro baterias (AAA), conjunto com 4 | 1950026 |
| Solução de calibração redox, 470 mV, 100ml | 195070 |
| Eletródo de pH, plástico/gel, tipo 226, sem sensor de temperatura, conector BNC | 721226 |
| Eletródo de pH de vidro/gel, tipo 235, conector BNC para o SD300 e SD305 pH, sem sensor de temperatura | 721235BNC |
| Eletródo redox, plástico/gel, conector BNC, cabo de 1m | 721242 |
| Solução tampão de pH 4,01 (25 °C) vermelha, 90ml, rastreável ao NIST | 721247 |
| Solução tampão de pH 7,00 (25 °C) amarela, 90ml, rastreável ao NIST | 721248 |
| Solução tampão de pH 10,01 (25 °C) azul, 90ml rastreável ao NIST | 721249 |
| Conjunto de solução tampão de pH pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C), 90ml | 721250 |
| Solução tampão de pH 4,01 (25 °C) vermelha, 1L rastreável ao NIST | 721252 |
| Solução tampão de pH 7,00 (25 °C) amarela, 1L rastreável ao NIST | 721254 |
| Solução tampão de pH 10,01 (25 °C) azul, 1L rastreável ao NIST | 721256 |
| Eletródo de pH, pH 0 - 14, tipo plástico/gel, conector BNC | 721330 |
| Solução de calibração 1413 µS/cm, 500ml, rastreável ao NIST | 722250 |
| Sensor de condutividade, cabo de 1m | 724400 |
| Sensor de oxigênio dissolvido, cabo de 4m | 724410 |
| Sonda de temperatura PT1000, cabo de 1.5m | 724420 |
| Membrana de reposição para sensor de oxigênio dissolvido | 724460 |
| Eletrólito de substituição para sensor de oxigênio | 724470 |
| Fonte de alimentação para SensoDirect | 724540 |
| Estojo e espuma para o SensoDirect 150 | 725050 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha